保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書
お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは
「故障かなと思ったら」をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源を切り、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。
- お買い上げ日
- 製品型名：MR-02STD
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

修理に関するお問い合わせ

保証期間内に修理を依頼される場合は
保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は
診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。
- 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間
この製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合
アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

定期点検のお願い

3Dマッサージロール充電スタンドの定期点検をお願いします

こんな症状はありませんか?	ご使用中止
●煙が出たり、異常なにおいや音がする ●ACアダプターを動かすと、通電したりしなかったりする ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口に点検、修理をご相談ください。

株式会社ドリームファクトリー
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル

商品についてのお問い合わせ
ドクターエアお客様相談窓口
0120-05-8000
10:00-13:00 / 14:00-17:30
月～土曜日
(日・祝日・夏季休業・年末年始除く)

第4版

DOCTORAIR


「3Dマッサージロール」の付属品

MR-02STD

3Dマッサージロール充電スタンド

添付文書

取扱説明書




このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品はドクターエア製品 3Dマッサージロール MR-02専用の充電スタンドです。
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書および3Dマッサージロール MR-02の取扱説明書をお読みください。

使用上の注意

●3Dマッサージロール MR-02に使用し、その他の機器では絶対に使用しないでください。
●ご使用前に必ずこの取扱説明書および、3Dマッサージロール MR-02の取扱説明書をお読みください。
●充電する際、充電スタンドと3Dマッサージロール MR-02の端子部分に、異物（金属片、ゴミなど）がないかご確認ください。異物が挟まったまま充電を行うと、火災、発熱、感電、故障の原因となります。
●機器の隙間などにピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。火災や感電、事故の原因になります。
●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。
●3Dマッサージロール MR-02付属のACアダプター以外は使用しないでください。
●ご使用前に、機器に故障や異常がないかご確認ください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
●本製品は防水仕様ではありませんので、風呂場などで使用や保管をしないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。
●子どもの手が届く場所やペットの触れる場所での使用や保管はおやめください。
●ACアダプターを本製品などに差し込む際は、根元までしっかりと差し込んでください。ACアダプターの差し込みがゆるいときは、使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
●本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。
●停電のときや雷が鳴り始めたら、本製品からACアダプターを抜き、直ちに使用を中止してください。
●充電端子部にほこりやゴミが付着すると、火災、発熱、故障の原因となりますので、定期的にお手入れを行ってください。お手入れをする際は、必ずACアダプターを抜き、シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。
●長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
●ご不要になった際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。
●ご使用にならない際は、コンセントからACアダプターを抜いてください。

各部の名称




仕様

製品名	3D マッサージロール充電スタンド MR-02STD
型番	MR-02STD
定格入力	AC100V 50/60Hz 0.5A
定格出力	DC9V 1.0A
寸法	約φ106×W46.5mm
質量	約 140g
原材料	ABS
製造国	中国


ご使用方法

1 充電スタンドのアダプタージャックに、3Dマッサージロール MR-02付属のACアダプターを接続します。奥までしっかりと差し込んでください。

2 家庭用コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
※ACアダプターを差し込むと青色点灯します。



3 3Dマッサージロール MR-02の充電パネルと充電スタンドの充電端子を合わせて設置します。



充電スタンドのリングLEDは充電残量によって下記の順に変わります。
赤色点滅→青色点滅→青色点灯(満充電)
充電スタンドでの充電の際は、電池残量が空の状態から満充電まで約3.5時間かかります。