

アタッチメントの名称



ポイントアタッチメント
足裏、すねなどポイントケアに



スカルプアタッチメント
頭皮ケアに
※使用する場合は軽く当てるようにし、
振動レベルは弱い設定でご使用ください。

アタッチメントの使い方

① 右図のように、アタッチメントをエクサガン ポケット ダブルのフラットヘッドに少し回転させるように力強くスライドさせてかぶせる。

② エクサガン ポケット ダブルの電源を入れ、太ももやふくらはぎ、肩や腰など、気になる部位に軽く押し当てたり、ゆっくりなぞるように動かして使用する。

※直接肌に使用する際は、基礎化粧品やオイルクリームなどの併用はお控えください。



主な仕様

ポイントアタッチメント	寸法：Φ34 ㎜ × H28 ㎜ 質量：10g　材質：シリコン
スカルプアタッチメント	寸法：Φ37.5 ㎜ × H26 ㎜ 質量：12g　材質：シリコン

REG-16AT エクサガン ポケット ダブル アタッチメントセット 取扱説明書

⚠ 使用上の注意

・本製品は、REG-16 エクサガン ポケット ダブルおよびドクターエア ガンシリーズのフラットヘッド付き（着脱不可）モデル専用であるため、その他の製品に使用しない。
・使用する前に、本書及びエクサガン ポケット ダブルの取扱説明書を必ず読む。
・顔 (額や鼻などの骨部、眼球、口や目の周り)、耳、のどなどの首の前方、金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位には使用しない。
・使用する前に、必ず本製品及びエクサガン ポケット ダブル本体に異常がないか確認し、異常や破損などがある場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
・エクサガン ポケット ダブル本体は防水ではないため、水場や湿気の多い場所では使用しない。(感電、故障の原因)
・汚れが付いた際は、水または希釈した中性洗剤で濡らしてかたく絞ったスポンジや、やわらかい布で拭き取る。
その後、乾いた布で乾拭きする。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しない。
・ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないよう、お手持ちの袋に入れて保管する。
・保管の際は、乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所、水場や湿気の多い場所、火のそば、直射日光の当たる場所などの高温環境下では保管しない。
・ご不要になった場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分する。条例の詳しい内容は、各地方自治体に確認する。